

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | | | |
|------------|---|------------|-------------------|
| Cliente: | GDI PHARMA S.A. | | |
| RUC: | 155686877-2-2019 | Fecha: | 9/23/25, 11:41 AM |
| Dirección: | Corregimiento de Pacora, Calle SM13, Edificio Parque Industrial Las Américas, | | |
| e-mail: | logisticainterna.gdipharma@gdipanama.com | Teléfonos: | 6729-6375/ |
| Contacto: | Jesus Molina | Cargo: | No indicado |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento | Marca | Modelo | Intervalo | Serie | Observaciones Específicas |
|-----|---------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---|
| 1 | 61604 | PESA | No Indicada | No Indicada | (0 a 20) kg | D28104 | Buen Estado Accesorios: Ninguno |
| 2 | 61605 | PESA | CIBE S.r.l. | M1 | (0 a 1000) g | D28102 | Buen Estado Accesorios: Estuche |
| 3 | 61606 | PESA | CIBE S.r.l. | M1 | (0 a 50) g | D28100 | Buen Estado Accesorios: Estuche |
| 4 | 61607 | PESA | CIBE S.r.l. | M1 | (0 a 100) g | D28101 | Buen Estado Accesorios: Estuche |
| 5 | 61608 | JUEGO DE PESAS | CIBE S.r.l. | F1 | (0 a 50) g | B17266 | Faltan 2 masas Accesorios: pincel para limpiar, Pinzas de agarre |
| 6 | 61609 | Calibrador Pie de Rey | TOTAL | TMT321506 | (0 a 150) mm | 2206131 | Buen Estado Accesorios: Estuche del Equipo; destornillador |
| 7 | 61610 | INDICADOR DE DIAL | MITUTOYO | 547-500S | (0 a 13) mm | 22234576 | Buen Estado Accesorios: Estuche, manual |
| 8 | 61611 | Micropipeta Graduada | BRAND | TRANSFERPETTES | (100 a 1000) ul | 24K63690 | Equipo Nuevo Accesorios: Caja del Equipo, Material para mantenimiento, Puntas |
| 9 | 61612 | Micropipeta Graduada | IVYX Scientific | Pipettor | (100 a 1000) l | YE234BE0152903 | Buen Estado Accesorios: Accesorios de mantenimiento y ajuste |
| 10 | 61613 | Micropipeta Graduada | IVYX Scientific | Pipettor | (100 a 1000) l | YE234BE0152922 | Buen Estado Accesorios: Accesorios de mantenimiento y ajuste |
| 11 | 61614 | Micropipeta Graduada | IVYX Scientific | Pipettor | (10 a 100) l | YE235BE0210166 | Buen Estado Accesorios: Accesorios de mantenimiento y ajuste |
| 12 | 61615 | Micropipeta Graduada | IVYX Scientific | Pipettor | (1000 a 5000) l | YE236BE0245422 | Buen Estado Accesorios: Accesorios de mantenimiento y ajuste |
| 13 | 61616 | Micropipeta Graduada | IVYX Scientific | Pipettor | (0.5 a 10) l | YE236BE0245839 | Buen Estado Accesorios: Accesorios de mantenimiento y ajuste |
| 14 | 61617 | Micropipeta Graduada | IVYX Scientific | Pipettor | (100 a 1000) l | YE236BE0245440 | Buen Estado Accesorios: Accesorios de mantenimiento y ajuste |

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Elaborado por: | 8-856-1290 | Rodrigo Tejada Del Rosario | mecanica1@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: | | Firma: | |